

装入电池

打开秤背面的电池仓盖，若产品已带电池，请先拔出电池绝缘片；若产品未带电池，请按照下图所示安装电池：




2x1.5V AAA或
4x1.5V AAA电池
请按照正负极标识安装

注：装好电池后，请将电池仓盖扣合好；

请使用产品相对应的电池，长期使用产品（3个月以上）时请取出电池。

开始测量

请将秤平放在坚硬、平坦的地板上(为了保证测量精度，请勿将秤放置在地毯上或其他柔软表面上称重)赤脚上秤，体重测量过程中请保持身体平衡，避免晃动，静待数秒，读数稳定后闪烁显示结果并锁定显示数值。




- 产品显示稳定重量若干秒，无连续使用，将自动关机。

秤体显示提示符号



安装万步健康APP

扫描下方二维码，下载并安装万步健康APP，可通过蓝牙连接体重秤、同步数据至万步网。




设备要求：
苹果系统9.0及以上
安卓系统4.3及以上

开启秤体蓝牙

秤体屏幕处于亮起状态时，秤体蓝牙开启。

此时，同时开启手机蓝牙和万步健康APP，可按照万步健康APP的相关提示进行体重测量及体重数据采集等操作。



数据采集至万步网后，可随时在万步网或万步健康APP上查看体重变化曲线。

探索更多使用方法

扫描下方二维码，您可获取更多详细使用方法。具体操作以最新版本万步健康APP为准。



体重秤简介

本系列是一款能帮助您您在智能手机上保存并跟踪体重信息的智能秤，该秤通过蓝牙技术将您的体重数据可靠的传输到您的智能手机设备上，并可以绘制体重变化轨迹，随时查看测量结果。通过下载手机客户端软件并配合蓝牙秤，您将开启控制体重的第一步。

使用及保养建议

- 1. 请勿在潮湿、过热或者过冷的环境下使用本产品 (温度范围5~35℃);
- 2. 请勿在柔软垫子、草地、湿滑地面或不平整地面使用本产品；
- 3. 产品属于精密仪器，请勿跌落或者震动、撞击；
- 4. 请保持产品清洁，勿使用酸性洗涤剂清洁产品；
- 5. 请不要在震动大的地方进行测量，测量时，请保持身体的稳定。平衡；
- 6. 为确保数据的准确性，建议每次测量都在每天的同一时段进行。

保修说明

购买产品后，如对本产品及我们的服务有任何建议，请登录我司网站，联系在线客服反馈信息。
<http://www.wanbu.com.cn>

请顾客妥善保存购买发票作为保修凭证，发票一经涂改，保修自行失效。
在有效保修期内，凡属于产品本身质量引起的故障，可凭购买发票在全国各地的经销商服务网点进行免费维修。
根据三包的规定保修期限为一年（自发票填报日期起计算）。

顾客对本产品或服务质量存在异议，可致电本公司全国客户服务热线 400-810-9899，进行咨询或投诉。

- 下列情况不属于免费维修：
- 1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的，因不可抗拒力造成损坏的；
 - 2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的、无三包凭证及有效发票的；
 - 3. 三包凭证号与修理产品型号不符合或者涂改的；
- 不属于保修范围内的产品，本公司全国售后服务网点仍热情为您服务。

保修卡

顾客资料

产品名称	产品型号
购买日期	购买商店
经销商盖章	
顾客姓名	顾客电话
顾客地址	

维修记录

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果

委托生产企业：**万步健康科技（江门）有限公司**

地址：广东省江门市金星路399号
网址：www.wanbu.com.cn
售后服务热线：400-810-9899
邮编：529040

图片仅供示意，具体以实物为准
万步健康科技（江门）有限公司保留对本产品的最终解释权



万步智能体重秤

BW 312系列使用说明书

产品质量保修卡

产品执行标准号：Q/JWCB 01-2019

编号：NO.192325 06-A